



Freno automático en modo eléctrico y control de freno manual al estar apagado.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad máxima: ≤ 6 km/h

Kilometraje de resistencia: ≥ 20 km

Batería de plomo-ácido CC 24 V x 18 Ah

Altura de cruce de obstáculos: ≥ 40 mm

Capacidad de escalada: $\geq 6^\circ$

Estabilidad estática: $\geq 9^\circ$

Radio de giro mínimo: 1.2 m

Rendimiento de frenado horizontal: ≤ 1.5 m

Frenado máximo seguro en pendientes: ≤ 3.6 m (6°)

Potencia motor: 210W x 2

Ancho de la ranura transversal: 100 mm


Rendimiento de pie: 9°

Estabilidad dinámica: $\geq 6^\circ$

Carga máxima: ≤ 100 kg

Peso: 40/35 kg

Tamaño: 76 x 52 x 78 cm

1-6 

31 

24 

20 

9° 

50 

67 

87 

45 

100 



Diseño anti-deslizamientos en pendientes.



Con su estructura de metal y llantas neumáticas reforzadas, el nuevo modelo S500 de Handy proporciona toda la movilidad deseada, de forma segura, para cualquier usuario con discapacidad en extremidades inferiores.

El equipo es plegable, lo que lo vuelve portátil en transporte o para resguardo en el hogar u oficina.

Conducción cómoda (diseño ergonómico, controlador inteligente, cambio conveniente, fácil operación para detener y arrancar, modo manual/ eléctrico).

Potente motor de ahorro de energía eficiente, caja de cambios de alta precisión, arranque rápido y estable.

Su motor y fuerza de tracción lo vuelve uno de los mejores equipos de sillas de ruedas eléctricas en el mercado.

Neumáticos de cuerpo ancho con absorción de impacto, menos vibración sobre cualquier superficie. Fácil de controlar en todo terreno:

- Caminos gravosos
- Caminos húmedos
- Con pequeños obstáculos
- En para librar rampas



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452