

Silla de Ruedas PCA ADULTO

S800 CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para adultos con parálisis cerebral.
- Plegable para poder transportar con mayor facilidad.
- Sus componentes ofrecen gran estabilidad y confort.
- Su amplia gama de regulaciones permite que el usuario se encuentre correctamente sentado, evitando posibles deformaciones ocasionadas por un mal posicionamiento.
- Asiento con cojín abductor y respaldo reclinable
- Cabecera anatómica, ajustable y desmontable
- Protectores de brazo para evitar el balanceo involuntario del usuario
- Los descansa brazos y descansa pies son ajustables y desmontables
- Protector corporal para prevenir que el usuario vaya a ser lanzado por la inercia en algún frenón de emergencia
- Descansa piernas ajustable con 3 distancias para la altura del cojín
- Sistema anti-volcaduras
- Cinturón de seguridad
- Pistón de espiral izquierdo que controla la reclinación del asiento y derecho para el respaldo
- Bloqueo de ruedas que evita deslizamientos cuando la silla está detenida (no intente detener la silla en movimiento, el seguro no es un freno)
- Rines de policarbonato y ruedas traseras de poliuretano, no necesitan aire
- Fácil mantenimiento, se puede limpiar con un paño húmedo
- Tabular metálico en azul eléctrico



Altura total

115cm



Longitud total

120cm



Ancho total

56cm



Altura respaldo

44cm



Ancho asiento ext.

46cm



Ancho asiento inf.

40cm



Altura asiento

45cm



Llanta trasera

37cm



Llanta delantera

15cm



Carga máxima

100Kg



Ángulo entre asiento y piso

30°

Ángulo entre respaldo y piso

90-180°