

SEPARADOR RICHARDSON H.P

8-87-8 CHICO
8-89-8 MEDIANO
8-88-8 GRANDE

 **ESPECIALIDADES**
CIRUGÍA GENERAL.

 **FUNCIONES**
AMPLIAR CAMPO EN
CIRUGÍA ABDOMINAL


CHICO
VALVA DE 1.9 X 5 CM APROX.


MEDIANO
VALVA DE 2.7 CM. X 3.3 CM APROX.


GRANDE
VALVA DE 3.4 CM X 4 CM. APROX.

LONGITUD 24.5 CM APROX.

