


SIERRA ELECTRICA H14-1856 PARA YESO

Medical Equipment & Surgical Instruments
HERGOM
Health & Avant-garde

HERGOM[®]

SIERRA ELECTRICA PARA YESO

Código EAN	Código de Barras	Clave	Descripción
7500399003161		5-379-5	Sierra Elctrica Para Yeso



- Estructura mecánica optimizada totalmente.
- Las hojas pueden ser esterilizadas por alta temperatura y alta presión.
- Con lámina de aleación adecuada para usarse en un período largo
- La función de la protección del tejido es segura y fiable.
- Juego de hojas para corte en Acrílico y Yeso
- La velocidad puede ser controlada, desde 1 la más baja a 6 la más rápida.

Parámetros de capacidad:
Revolución de salida máxima de descarga:
>10000 R.P.M.
Angulo de giro: $\geq 4^\circ$
Voltaje de entrada: 110V AC \pm 11V AC
Potencial: < 125 W
Ruido: < 85 dB
Peso: < 1,5Kg
Longitud: < 250mm

CE ISO 13485



HERGOM[®]