



beurer
wellbeing

stress releaZer

german
engineering



Auxiliar de relajación y entrenador de respiración



Masaje vibratorio para reducir el estrés.



Dispositivo relajante y calmante

Ajuste de 3 ciclos de respiración (10/12/14 segundos)

Motor de vibración con oscilación de baja frecuencia

Anillo de luz conmutable para aclarar la inhalación y la exhalación

Función de calefacción conmutable

Soporte en la zona del diafragma

Manejo cómodo y sencillo a través de la aplicación "beurer CalmDown"

Funcionamiento con batería, tiempo de carga 4 horas.

Operación de red:

Entrada: 100-240 V ~; 50/60 Hz; 0,2 A:

Salida de 5 V --- 1 A

Dimensiones del producto (LxAnxAI): 18 x 12,8 x 5 cm

Peso del producto: aprox.380 g

3 años de garantía

Núm. EAN: 421112564033 0

Núm. Art. : 640.33



beurer
wellbeing



Manejo cómodo y sencillo a través de la aplicación "beurer CalmDown"



El ejercicio devuelve la armonía a la respiración



3 composiciones diferentes: bosque / selva / mar



Ajuste de 3 ciclos de respiración (10/12/14 segundos)



CONEXIÓN



Redes innovadoras entre el teléfono inteligente y el liberador de estrés. Conexión simple al teléfono inteligente a través de Bluetooth®



Sincronizando con
 • iOS ≥ 10.0
 • Android™ ≥ 5.0
 • Bluetooth® ≥ 4.0



Lista de dispositivos soportados

640.33_ST100_2019-03-06_02_DS_DE_BEU Sujeto a errores y cambios

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es una marca comercial de Google LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.