

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE PROCTOLOGIA

15 PIEZAS



8-8-8	1	ANOSCOPIO O ESPEJO PRATT CON TORNILLOS DE GRADUACION. ACERO INOX. H. P.
5-5-5	2	PINZA KELLY , CURVA. 14 CM. CON ESTRIAS TRANSVERSALES. H. P.
5-6-5	2	PINZA KELLY , RECTA 14 CM. CON ESTRIAS TRANSVERSALES. H. P.
5-73-5	1	PINZA ALLIS 18 CM. 5 X 6 DIENTES. H. P.
5-72-5	1	PINZA ALLIS 15 CM. 5 X 6 DIENTES. H. P.
7-14-7	1	TIJERA MAYO RECTA 14 CM. PUNTAS ROMAS. H. P.
7-27-7	1	TIJERA METZENBAUM CURVA. 14 CM., PUNTAS ROMAS. H. P.
11-13	2	ESTILETE ABOTONADO 14 CM. H. S.
2-1-2	1	MANGO PARA BISTURI #3, 12,5 CM. , DE LONGITUD. H. P.
4-6-4	1	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES 12 CM. H. P.
4-8-4	1	PINZA ADSON SIN DIENTES 12 CM. H. P.
6-33-6	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 16 CM., RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS. H. P.