

SET DE INSTRUMENTAL PARA ANO Y RECTO 43 PIEZAS



RG	1	RIÑÓN GRANDE 850 ML. 15.3 X 27.5 X 4 CM."
CM	1	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 48 X 32 CM.
2-1-2	1	MANGO PARA BISTURI #3, 12.5 CM., DE LONGITUD. H.P.
2-4-2	1	MANGO PARA BISTURI #4, 13.5 CM. DE LONGITUD. H.P.
8-103-8	1	SEPARADOR FARABEU, JUEGO DE 2 , LONGITUD DE 15 CM. APROX. H.P.
5-40-5	6	PINZA DE CAMPO BACKHAUS 13 CM. H.P.
5-5-5	10	PINZA KELLY, CURVA 14 CM. CON ESTRIAS TRANSVERSALES. H.P.
5-72-5	6	PINZA ALLIS 15 CM. 5 X 6 DIENTES. H.P.
6-13-6	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 15 CM, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS. H.P.
6-31-6	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 20 CM, GOLD RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS. H.P.
4-9-4	1	PINZA DE DISECCION CON DIENTES 14 CM. 1x2. H.P.
4-16-4	1	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM. H.P.
5-87-5	1	PINZA MIXTER 18 CM. ESTRIAS LONGITUDINALES. H.P.
11-13	2	ESTILETE ABOTONADO 14 CM. H.S.
8-8-8	1	PRATT ANOSCOPIO ACERO INOX. H.P.
11-13	6	ESTILETE ABOTONADO 14 CM. H.S.
5-44-5	1	PINZA PORTA ESPONJAS FORESTER RECTA 18 CM. ESTRIADA. H.P.
7-14-7	1	TIJERA MAYO RECTA 14 CM. PUNTAS ROMAS. H.P.
14-9-14	1	METZENBAUM SUPER CUT TIJERA 15 CM CURVA H.P.
7-30-7	1	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM CURVA 14 CM., CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, PUNTAS ROMAS. H.P.
	43	