

SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA VASCULAR 50 PIEZAS



CM	1	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 48 X 32 CM.
5-45-5	2	PINZA PORTA ESPONJAS FORESTER CURVA 24 CM. ESTRIADA. H.P.
5-333-5	10	PINZA DE CAMPO BACKHAUS 15 CM, LONGITUD DE 150 A 155 MM. H.P.
5-11-5	6	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM. SIN DIENTES. H.P.
5-5-5	6	PINZA KELLY, CURVA 14 CM. CON ESTRIAS TRANSVERSALES. H.P.
5-72-5	4	PINZA ALLIS 15 CM. 5 X 6 DIENTES. H.P.
5-230-5	4	PINZA ALLIS 20 CM 4X3 H.P.
5-88-5	4	PINZA MIXTER 23 CM. ESTRIAS TRANSVERSALES. H.P.
7-33-7	1	TIJERA METZENBAUM CURVA 18 CM., CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, PUNTAS ROMAS. H.P.
7-43-7	1	TIJERA METZENBAUM CURVA 23 CM., CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO. H.P.
7-17-7	1	TIJERA MAYO CURVA 17 CM. PUNTAS ROMAS. H.P.
7-18-7	1	TIJERA MAYO RECTA 17 CM. PUNTAS ROMAS. H.P.
7-69-7	1	TIJERA POTTS-SMITH 19 CM, VASCULAR, ANGULADA A 45 GRADOS. H.P.
7-21-7	1	TIJERA MAYO CURVA 23 CM. PUNTAS ROMAS. H.P.
8-159-8	1	WEITLANER RETRACTOR 16 CM. AGUDO H.P.
6-28-6	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 25 CM, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO. H.P.
6-24-6	1	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 15 CM, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO. H.P.
5-207-5	2	PINZA VASCULAR SATINSKY DEBAKEY. 24 CM. H.P.
5-209-5	2	PINZA VASCULAR SATINSKY DEBAKEY. 17 CM. H.P.