

TERMÓMETRO INFRARROJO

Mod. TIB866

Termómetro infrarrojo

Sin contacto

El termómetro Infrarrojo sin contacto de frente TIB866 es capaz de medir la temperatura corporal y ambiente de forma rápida y precisa.

Características:

- Seguro e higiénico.
- Muestra la temperatura en 1 segundo.
- Pantalla LCD retroiluminada de 3 colores (Verde, Azul y Rojo) que cambia de color según el rango de temperatura en el que se encuentre la medición actual.
- Apagado automático en 60 segundos.
- Memoria con almacenamiento de hasta 32 sets.



MATERIAL	Plástico ABS
COLOR	Blanco con gris
MEDIDAS	105 mm (La)x 48 mm (An) x 150 mm (Al)
PESO	165 g
UNIDAD DE TEMPERATURA	0.1°C (0.1°F)
RANGO DE MEDICIÓN CORPORAL	32 - 42.9°C / 90 - 109.2°F
DISTANCIA DE MEDICIÓN	5cm
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	Dentro de 35°C - 42°C (± 0.2°C) 95°F - 107.6°F (± 0.4°F) Fuera de 35°C - 42°C (± 0.3°C) 95°F - 107.6°F (± 0.6°F)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	15 - 40°C / 59 - 104 °F
TEMPERATURA AMBIENTE	-20 - 55°C / -4 - 131°F
HUMEDAD RELATIVA	≤ 10 - 93%
ALIMENTACIÓN	2 x 1.5 V Baterías AA (NO INCLUIDAS)
ESTANDAR	ISO 13485, CE



NOTIFICACIONES VISUALES



Matriz
CDMX.
(55) 30939090

Sucursal
GDL.
(33) 3617 0335
(33) 3617 0465
Fax
(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
(81) 1365 2926
(81) 1365 2927
(81) 8346 8282
Fax
(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
(222) 403 2997
(222) 211 4462
Fax
(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
800 087 0890

www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE