

# yuwell



## TERMÓMETRO INFRARROJO TIY01

El termómetro infrarrojo TIY01 es un instrumento para la medición de la temperatura frontal, que permite obtener una lectura de forma simple e intuitiva. La medición se realiza sin moviendo el termómetro a lo largo de la frente sin necesidad de contacto con la piel. La pantalla LCD grande y brillante facilita la lectura de la temperatura. El termómetro es adecuado para toda la familia.



### Características :

- Medición rápida y sin contacto.
- obtención de la lectura en 1 segundo.
- Medición simple e intuitiva.
- Control de vibraciones.
- Modo silencioso para confort del paciente.
- Medición de distancia para la toma correcta.
- Pantalla retroiluminada.
- Alerta de fiebre.

### Especificaciones técnicas:

- Rango de medición: 32-43°C
- Unidad de temperatura: °C / °F
- Dimensiones: 149 \* 38 \* 42 mm
- Tiempo de respuesta: 1 segundo
- Apagado automático: 30 segundos
- Distancia de Medición: 0-5cm
- Certificación: ISO13485 / CE / CFDA aprobado



Matriz  
CDMX  
(55) 30939090

Sucursal  
GDL  
(33) 3617 0335  
(33) 3617 0465  
Fax  
(33) 3618 6165

Sucursal  
MTY  
(81) 1365 2926  
(81) 1365 2927  
(81) 8346 8282  
Fax  
(81) 8311 4364

Sucursal  
PUE  
(222) 403 2997  
(222) 211 4462  
Fax  
(222) 296 7570

Lada sin costo  
y del interior de  
la república  
800 087 0890

[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

**HERGOM**<sup>®</sup>  
EQUIPMENT FOR LIFE