



## ● SET DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ LED TP302

### Características:

El otoscopio permite realizar un completo examen visual del oído externo.

El oftalmoscopio es ideal para observar el fondo del ojo y ayuda a realizar un diagnóstico correcto de las enfermedades y padecimientos del mismo.

- Aumento 3X
- Ventana de vista más grande
- Iluminación por fibra óptica
- Tecnología LED
- 8 espéculos reusables

### Especificaciones Técnicas:

- Iluminación por fibra óptica
- Luminancia 18,5 Lumen
- Aumento 3X
- Tamaños de las puntas: 2.4mm, 3mm, 4mm, 4mm, 5mm
- 2.5V, 0.7A, Ø=4.8mm
- Batería: Baterías alcalinas AA

### Condiciones de operación y almacenamiento

- Operación:
  - Temperatura: 10°~35°
  - Humedad: 30%~75%
  - Presión del aire: 700hPa~1060hPa
- Almacenamiento y transporte:
  - Temperatura: -40°~70°
  - Humedad: 10%~90%
  - Presión del aire: 500hPa~1060hPa

Incluye:  
Otoscopio  
Oftalmoscopio  
8 espéculos reusables

