

## TRAJE QUIRÚRGICO MOD. TQ01

El traje quirúrgico de protección está diseñado para brindar la protección necesaria frente a partículas peligrosas, salpicaduras de líquidos y agentes infecciosos, proporcionando además un diseño cómodo que permite libertad en el movimiento.

### Características principales:

- Excelente protección frente a partículas, salpicaduras de líquidos y aerosoles de baja presión.
- Costuras selladas para protección adicional.
- Puños y piernas elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Capucha con elástico para mejor ajuste al usuario.
- Cremallera frontal, puños y capucha con elástico, adhesivo y cordones.
- Ofrece protección frente a riesgos biológicos (ver valores de clasificación).
- Bajo nivel de desprendimiento de fibras.

### Especificaciones técnicas:

- Tela (material de fabricación): Compuesto de doble capa de telas no tejidas.
- Tecnología: Las uniones y costuras de la ropa protectora emplean diferentes técnicas, como la costura con aguja, la unión o el sellado térmico, lo que permite tener uniones cerradas, sin pegamentos o burbujas de aire, esto para garantizar el rendimiento protector.
- Eficiencia de filtración: 99.9% para las superficies completas y 99.8% para las uniones y costuras.
- Resistencia a la humedad superficial: Nivel 3.
- Penetración de sangre anti-sintética: Nivel 4.
- Propiedad ignífuga (retardante de flamas): cumple los requisitos.



OVEROL DESECHABLE PARA PROTECCIÓN  
CONTRA AGENTES INFECCIOSOS, ELABORADO  
CON DOBLE CAPA Y TELAS NOS TEJIDAS.