



DELTRONIX®

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DELTRONIX VETERINARIA 150 W CON FUNCIÓN BIPOLAR



Desarrollado para profesionales en búsqueda de practicidad. El VET2BS se ajusta totalmente por comando digital (teclas UP/DOWN), siendo simple y versátil. Este modelo cuenta con display digital para visualizar la potencia elegida.

El equipo cuenta con técnicas digitales en el control del CORTE (PURO y BLEND) y COAGULACIÓN (DISECCIÓN y SPRAY) para mayor confiabilidad, ajustes y manejo simple.

La técnica BIPOLAR podrá ser mejor explorada haciendo el uso de la opción STANDARD que es una opción más precisa de la potencia a ser utilizada, con adiciones de 0,5 watt.

Potencias Máximas

CORTE PURE	150 W
BLEND 1	150 W
BLEND 2	150 W
BLEND 3	150 W
COAGULACIÓN	DESICCATE 110 W
	SPRAY 110 W
BIPOLAR	STANDARD 100 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 285x400x100mm

Peso 4,3Kg

Tensión de Alimentación 127/220 VAC, 50/60 Hz - Auto Selector

Carga Nominal 500 Ohms

Frecuencia de los Osciladores 400 kHz aprox.

•FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) -Compensación Automática de la Potencia con la variación de la impedancia (resistencia) del tejido.

•Modo Bipolar: Standard.

•Cuatro funciones PURE, BLEND Min, BLEND Mid y BLEND Max para corte monopolar con factor de cresta HI.

•Coagulación monopolar: DESICCATE y SPRAY (FULGURATE).

•Activación por control manual y/o pedal.

•Recuperación de los ajustes más recientemente utilizados.

•Ajuste del volumen del tono de activación.

•Puerta auxiliar / activación.

•Conectores con retroiluminación por LED.

•Todos los valores de potencias seleccionados son inmediatamente memorizados, facilitando el regreso a los valores preseleccionados, en el caso de falta de energía momentánea.

•Posee 120 posiciones de memoria editables y no volátiles.

•Panel a prueba de líquidos para fácil limpieza.



Exclusivo Sistema de Alarma Sonora y Visual



SISTEMA DE ALARMA

Sistema de alarma y protección en caso de ruptura del hilo de la placa (para placa simple). Bloqueo de la operación en caso de falla.

Placa Simple - La alarma alertará al equipo médica a través de señales sonora y visual, si cada vez que hay alguna falla en la conexión de la placa (ruptura del conector o mala conexión de la placa al equipo), haciendo el bloqueo del funcionamiento del equipo.

•Incluye accesorios.



Matriz
México D.F.
01 (55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01 (33)3617 0335
01 (33)3617 0465
Fax 01 (33)3618 6165

Monterrey
01 (81)1365 2926
01 (81)1365 2927
01 (81)8346 8282
Fax 01 (81)8311 4364

Puebla
01 (222)403 2997
01 (222)211 4462
Fax 01 (222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890



f @byhergom