

Veta 5/ Veta 3

Máquina de anestesia veterinaria

Redefinición de la máquina de anestesia animal






La seguridad de la anestesia siempre ha sido un enfoque clave para los veterinarios y los dueños de mascotas, pero a medida que avanza la medicina veterinaria, enfrentamos nuevos desafíos y expectativas más altas.

La serie Veta de máquinas de anestesia combina prácticas clínicas avanzadas con tecnología de punta. Su modo de ventilación inteligente y su diseño integrado transforman la experiencia del anestesta veterinario, garantizando la seguridad tanto del paciente como del anestesta.

Seguridad Renovada

Modo de ventilación inteligente adaptado al paciente.



Mejor visualización del estado del paciente

- Visualización de formas de onda y parámetros
- Monitoreo de CO₂ secundario opcional



Más funciones de seguridad

Prueba de fugas del sistema automático

- Instrucciones ilustradas en pantalla
- Puesta en marcha en un solo paso



Recordatorio de reemplazo del recipiente de gas residual

- Calcula con precisión los cambios de peso
- Recordatorio automático de cambio de cartucho

Múltiples tipos de sistemas de evacuación de gases residuales



Bote de filtro de gas



Barrido pasivo



Barrido activo

Actualización de formulario

El diseño integrado crea un espacio de operación simple y cómodo

- Ventilador integrado: sin mangueras, menor riesgo de fugas
- Pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas, operación intuitiva e interacción más fluida
- Impulsado electrónicamente por una turbina de alto rendimiento, no se necesita gas impulsor



Estación de trabajo flexible

Las múltiples soluciones de montaje para monitores de pacientes, bombas y generadores de oxígeno mejoran la utilización del espacio.



Actualización modular

Las actualizaciones de Veta 3 a Veta 5 están disponibles, agregando ventiladores y brindando más opciones.



Veta 3

Veta 5