

HERGOM[®]

ASPIRADORES



Aparato de succión Eléctrico Modelo YX980D

CARACTERÍSTICAS:

- Succión y flujo alto con cilindros de doble pistón
- Usada especialmente para operaciones quirúrgicas
- Succiona grandes cantidades de fluido
- Desempeño satisfactorio
- Diseño avanzado
- Requerimientos eléctricos: clase I y equipo tipo B

DATOS TÉCNICOS:

- Dimensiones: 38 x 27 x 89 cm
- Peso: 25.5 kg
- Botella de almacenamiento (ml): 4000 x 2 (PC), 2000 x 2 (PC)
- Potencia de entrada (VA) 280
- Fuente de alimentación 110v, 60Hz
- Presión máxima ≥ 0.09 MPa

Aspiradores

Sucursales