

# BC 30



BC 30  
Monitor de Presión

germanengineering

## BC 30 Monitor de Presión

¡Medir la presión arterial es así de fácil!  
El tensiómetro de muñeca mide de forma completamente automática el pulso y la presión arterial. Resulta muy fácil medir la presión arterial regularmente.

Medición del pulso y la presión arterial totalmente automática en la muñeca

Promedio de las 3 últimas mediciones  
Pantalla bien estructurada

2 x 60 posiciones de memoria

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Producto sanitario

Para contornos de muñeca de 13,5 a 19,5 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de errores de aplicación

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Denominación del producto	Tensiómetro de muñeca
Mecanismo de desconexión automática	Sí
Cantidad de puestos de memoria	2 x 60
Detección de arritmias	Sí
Se suministra estuche/bolsa para guardar	Sí
Pilas	Sí
Indicación de cambio de pila	Sí
Fecha y hora	Sí
Cálculo de valor medio	7 días
Pantalla grande de fácil lectura	Sí
Tamaño del brazalete en cm	3,5 - 19,5
Producto sanitario	Sí
Aviso en caso de errores de aplicación	Sí
Indicador de riesgo	Sí
Peso del producto	Aprox. 125 g (sin pilas)
Dimensiones del producto	84 x 60 x 29 mm
CE	Sí
Garantía en años	5