

Silla de Ruedas Todo Terreno S450



CARACTERÍSTICAS

Reposa pies de plástico ajustable

Estructura de acero

Rueda delantera de PVC de 200 x 50 mm

Rueda trasera todo terreno de 24"

Asa abatible (respaldo plegable)

Con juego de accesorios y bomba

Manubrios anti - derrapantes abatibles

Marco color negro

Descansa pies ajustables y desmontables de 40 a 50 cm

Carga máxima: ≤ 110 kg

Ruedas delanteras doble ancho (los colores pueden variar)

Con sistema de frenado reforzado

49 

94 

110 

20 

64 

48 

62 



- Esta silla de ruedas es ideal para terrenos irregulares, elaborada en acero resistente y ligero con terminado de pintura esmaltada.
- La rueda trasera es tipo bicicleta de montaña, lo que le brinda mas comodidad al usuario; incluye bomba de inflado.
- La rueda delantera es del doble de ancho que la rueda normal, lo que incrementa su durabilidad y facilidad de transitar por superficies irregulares.
- Los descansa pies son abatibles, desmontables y ajustables de altura. Incluye correa talonera para sujetar los pies del usuario.



INCLUYE Kit de reparación neumática y bomba



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452